



Blykyvette, 0,1-2,0 mg/L Pb, 25 tester

Produktnr:

LCK306

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



LCK-kyvettester: minsta mängd reagenser, maximal säkerhet.

Klar att använda, ger maximal säkerhet, lätthanterlig, fotometrisk beräkningssystem, miljövänlig

Exakta och tillförlitliga mätvärden

Maximal säkerhet för användare, tack vare det slutna systemet och den låga reagensmängden

Praktisk och felfri dosering av reagenser

Streckkodsetikett för automatisk identifiering i fotometern

Differentiering mellan tester och mätområden med hjälp av färgkodning

Specifikationer

Antal tester :	25
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Lagringsförhållanden:	15 - 25 °C
Mätområde:	0,1 - 2,0 mg/L Pb
Metodnamn:	PAR
Parameter:	Bly
Plattform:	LCK
Specialkommentarer:	Vid uppslutning av totalbly används CRACK SET LCW902