



Kyvetttest, slamaktivitet (TTC)

Produktnr:

LCK318

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Farligt



LCK-kyvetttester: minsta mängd reagenser, maximal säkerhet.

Fördoserade reagenser för maximal säkerhet. Enkla att använda och med fotometrisk utvärdering, förpackade i en fullständig utrustad låda. Miljövänliga på grund av färre kemikalier.

Exakta och tillförlitliga mätvärden

Maximal säkerhet för användare, tack vare det slutna systemet och den låga reagensmängden

Praktisk och felfri dosering av reagenser

Streckkodsetikett för automatisk igenkänning i fotometern

Differentiering mellan tester och mätområden med hjälp av färgkodning

Specifikationer

Beskrivning:	Screeningstest för slamaktivitet (TTC-SA) eller restslamaktivitet (TTC-RA)
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Lagringsförhållanden:	2 - 8 °C
Mätområde:	5 - 200 µg Formazan (SA)
Metodnamn:	Kolorimetrisk
Parameter:	Slamaktivitet
Plattform:	LCK

Obligatoriska tillbehör

- Membranfiltreringssats med 50 membranfilter, 1,2 µm (Item LCW904)
- Tillbehörssats, slamaktivitet (Item LZC918)