



Järnkyvtest, 0,2-6,0 mg/L Fe, 25 tester

Produktnr:

LCK321

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



LCK-kyvtester: minsta mängd reagenser, maximal säkerhet.

Fördoserade reagenser för maximal säkerhet. Enkla att använda och med fotometrisk utvärdering, förpackade i en fullständig utrustad låda. Miljövänliga på grund av färre kemikalier.

Exakta och tillförlitliga mätvärden

Maximal säkerhet för användare, tack vare det slutna systemet och den låga reagensmängden

Praktisk och felfri dosering av reagenser

Streckkodsetikett för automatisk identifiering i fotometern

Differentiering mellan tester och mätområden med hjälp av färgkodning

Specifikationer

Antal tester :	25
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Lagringsförhållanden:	2 - 8 °C (förvaras i kyl)
Mätområde:	0,2 - 6,0 mg/L Fe
Metodnamn:	1,10 fenantrolin
Parameter:	Järn
Plattform:	LCK
Specialkommentarer:	Vid uppslutning av totaljärn används CRACK SET LCW902
Uppslutning krävs:	Ja, för totaljärn