



Fenolkyvtest, 5-150 mg/L, 24 tester

Produktnr:

LCK346

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



LCK-kyvtester: minsta mängd reagenser, maximal säkerhet.

Klar att använda, ger maximal säkerhet, lätthanterlig, fotometrisk beräkningssystem, miljövänlig

Exakta och tillförlitliga mätvärden

Maximal säkerhet för användare, tack vare det slutna systemet och den låga reagensmängden

Praktisk och felfri dosering av reagenser

Streckkodsetikett för automatisk igenkänning i fotometern

Differentiering mellan tester och mätområden med hjälp av färgkodning

Specifikationer

Antal tester :	24 (testet omfattar nollösning)
EPA compliant:	N/A
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Lagringsförhållanden:	2 - 8 °C (förvaras i kyl)
Mätområde:	5 - 150 mg/L Fenoler
Metodnamn:	4-aminoantipyrin
Parameter:	Fenoler
Plattform:	LCK