



Stärkelsekyvettesst, 2-150 mg/L, 25 tester

Produktnr:

LCK357

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Fördoserade reagenser för maximal säkerhet. Enkla att använda och med fotometrisk utvärdering, förpackade i en fullständigt utrustad låda. Miljövänliga på grund av färre kemikalier.

Specifikationer

Antal tester :	25
Beskrivning:	kyvettest för löslig stärkelse
EPA compliant:	N/A
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Lagringsförhållanden:	15 - 25 °C
Mätområde:	2 - 150 mg/L Stärkelse
Metodnamn:	Hach-metod
Parameter:	Stärkelse
Plattform:	LCK