



Syrakapacitet - KS4.3, kyvetttest, 0,5-8,0 mmol/L, 25 tester

Produktnr: LCK362
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

LCK-kyvetttester: minsta mängd reagenser, maximal säkerhet.

Klar att använda, ger maximal säkerhet, lätthanterlig, fotometrisk beräkningssystem, miljövänlig

Exakta och tillförlitliga mätvärden

Maximal säkerhet för användare, tack vare det slutna systemet och den låga reagensmängden

Praktisk och felfri dosering av reagenser

Streckkodsetikett för automatisk igenkänning i fotometern

Differentiering mellan tester och mätområden med hjälp av färgkodning

Specifikationer

Antal tester :	25
Beskrivning:	KS _{4,3} /Kalciumpkarbonat CaCO ₃
EPA compliant:	N/A
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Lagringsförhållanden:	15 - 25 °C
Mätområde:	0,5 - 8,0 mmol/L
Metodnamn:	Hach-metod
Parameter:	Syrakapacitet
Plattform:	LCK