



Karbonat-/koldioxidkyvtest, 55-550 mg/L CO₂, 25 tester

Produktnr:	LCK388
SEK Pris:	Kontakta oss
Tillgänglig	

LCK-kyvtester: minsta mängd reagenser, maximal säkerhet.

Klara att använda, maximal säkerhet, enkel hantering och fotometrisk utvärdering, miljövänliga

Exakta och tillförlitliga mätvärden

Maximal säkerhet för användare, tack vare det slutna systemet och den låga reagensmängden

Praktisk och felfri dosering av reagenser

Streckkodsetikett för automatisk igenkänning i fotometern

Differentiering mellan tester och mätområden med hjälp av färgkodning

Specifikationer

Antal tester :	25
EPA compliant:	N/A
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Lagringsförhållanden:	15 - 25 °C
Mätområde:	55 - 550 mg/L CO ₂
Metodnamn:	pH-indikator
Parameter:	Karbonat/koldioxid
Plattform:	LCK
Uppslutning krävs:	ja