



Fritt klorkyvettest, 0,05-2,0 mg/L Cl₂, 24 tester

Produktnr:

LCK410

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



LCK-kyvetteter: minsta mängd reagenser, maximal säkerhet.

Kyvetttest för mätning av fritt klor, 0,05-2,0 mg/L Cl₂ och klordioxid, 0,09-3,8 mg/L ClO₂.

Fördoserade reagenser för maximal säkerhet. Enkla att använda och med fotometrisk utvärdering, förpackade i en fullständigt utrustad låda. Miljövänliga på grund av färre kemikalier.

Exakta och tillförlitliga mätvärden

Maximal säkerhet för användare, tack vare det slutna systemet och den låga reagensmängden

Praktisk och felfri dosering av reagenser

Streckkodsetikett för automatisk identifiering i fotometern

Differentiering mellan tester och mätområden med hjälp av färgkodning

Specifikationer

Antal tester :	24 (testet omfattar nollösning)
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Mätområde:	0.05 - 2.0 mg/L Cl ₂ , fritt/ClO ₂
Metodnamn:	DPD
Parameter:	Klor, fritt