



LUMISTOX luminescerande bakterietest

Produktnr:

LCK482

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Luminescerande bakterier for 400 toxicitetstester, konserverade i 20 små provrör, 250 ml flaska med reaktiveringslösning

Specifikationer

Beskrivning:	Luminescerande bakterier for 400 toxicitetstester, konserverade i 20 små provrör, 250 ml flaska med reaktiveringslösning
Lagringsförhållanden:	-18 °C
Metodnamn:	Toxicitet
Parameter:	LUMISTOX luminescerande bakterietest
Standard method:	EN ISO 11348 part 2