



Kopparspårämnen, kyvetttest, 0,01-1,0 mg/L Cu, 20 tester

Produktnr: LCK529
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

LCK-kyvetttester: minsta mängd reagenser, maximal säkerhet.

Klar att använda, ger maximal säkerhet, lätthanterlig, fotometrisk beräkningssystem, miljövänlig

Behändig hantering med hjälp av rektangulära 50 mm-kyvetter + Dosicaps

Högsta möjliga noggrannhet för analys av koncentrationer i det ultralåga intervallet

Specifikationer

Antal tester :	20
Beskrivning:	Kopparspårämnen, 50 mm kyvetttest
EPA compliant:	N/A
Instrument:	DR3900, DR6000
Lagringsförhållanden:	15 - 25 °C
Mätområde:	0,01 - 1,0 mg/L Cu
Metodnamn:	Bathocuproine, disulfonsyra
Parameter:	Koppar, spårämnen
Plattform:	LCK
Specialkommentarer:	Vid uppslutning av totalkoppar används Crack Set LCW902
Upps slutning krävs:	Ja, för totalkoppar