



## Nitritspårämnen, kyvette-test, 0,0015-0,03 mg/L NO<sub>2</sub>-N, 50 tester

Produktnr:

LCK541

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



**LCK-kyvette-tester: minsta mängd reagenser, maximal säkerhet.**

Fördoserade reagenser för maximal säkerhet. Enkla att använda och med fotometrisk utvärdering, förpackade i en fullständigt utrustad låda. Miljövänliga på grund av färre kemikalier.

---

### Specifikationer

|                       |                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Antal tester :        | 50                                                                                |
| Beskrivning:          | Nitritspårämnen, kyvette-test                                                     |
| Instrument:           | DR3900, DR6000                                                                    |
| Lagringsförhållanden: | 2 - 8 °C                                                                          |
| Mätområde:            | 0.0015 - 0.03 mg/L NO <sub>2</sub> -N                                             |
| Metodnamn:            | Diazotization                                                                     |
| Parameter:            | Nitrit, spårämnen                                                                 |
| Plattform:            | LCK                                                                               |
| Specialkommentarer:   | LCK 541 innehåller reagenssats och LKP341 (50 mm plastkyvetter, halvmikro, 10 st) |