



COD-kyvette, 100-600 mg/L O₂, 25 tester

Produktnr:

LCK714

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Farligt



LCK-kyvettester: minsta mängd reagenser, maximal säkerhet.

Klara att använda, maximal säkerhet, enkel hantering och fotometrisk utvärdering, miljövänliga, godkända avseende tillåtna gränser

Exakta och tillförlitliga mätvärden

Maximal säkerhet för användare, tack vare det slutna systemet och den låga reagensmängden

Praktisk och felfri dosering av reagenser

Streckkod för automatisk igenkänning i fotometern och Truecal kalibrering

Differentiering mellan tester och mätområden med hjälp av färgkodning

Specifikationer

Antal tester :	25
Beskrivning:	Kemiskt syrebehov
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Lagringsförhållanden:	15 - 25 °C (skyddas mot ljus)
Mätområde:	100 - 600 mg/L O ₂
Metodnamn:	Dikromat
Parameter:	COD
Plattform:	LCK
Truecal:	Ja
Uppslutning krävs:	ja