



Reagenspaket för kiselsyra 0,8-100 mg/l SiO₂

Produktnr:

LCS028

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Or 0,4-50 mg/L Si

Specifikationer

Antal tester :	50
Beskrivning:	Reagenspaket för kiselsyra/silikon (högt mätområde)
Lagringsförhållanden:	15 °C - 25 °C
Mätområde:	0,8 - 100 mg/L SiO ₂
Metodnamn:	Molybdenblått
Parameter:	Kiselsyra
Specialfunktioner:	HR, 50 tests
Specialkommentarer:	rundkyvett LCW906 krävs

Obligatoriska tillbehör

- Runda kyvetter, glas, 13 mm, 25 st (Item LCW906)