



Zinkspårämnen, kyvetttest, 0,02-0,8 mg/L Zn

Produktnr:

LCS360

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Hach-kyvetttester: minsta mängd reagenser, maximal säkerhet.

Klar att använda, ger maximal säkerhet, lätthanterlig, fotometrisk beräkningssystem, miljövänlig

Specifikationer

Antal tester :	24 (testet omfattar nollösning)
Lagringsförhållanden:	15 - 28 °C
Mätområde:	0,02 - 0,8 mg/L Zn
Metodnamn:	PAR
Parameter:	Zink, spårämnen
Plattform:	LCK
Specialkommentarer:	(Består av LCK360). Vid uppslutning av totalzink används Crack Set LCW902
Upps slutning krävs:	ja, för totalzink