



Järnspårämnen, reagenssats, 0,005-2,0 mg/L Fe

Produktnr:

LCW021

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Hach-kyvetttester: minsta mängd reagenser, maximal säkerhet.

Specifikationer

Antal tester :	50
Beskrivning:	Reagenssats för järn, 2 mätområden
Lagringsförhållanden:	15 °C - 25 °C
Mätområde:	0,005 - 0,25 mg/L Fe
Metodnamn:	Järnjoner (II) reagerar med FerroZine och bildar en lilafärgad komplexförening
Parameter:	Järn
Specialkommentarer:	Plastkyvetter, halvmikro, 50 mm, med lock (LZP 341) för lågt område, runda kyvetter med gummiproppar, 11 mm (LCW 906) för högt område