



Hydrazinreagenssats, 0,01 - 2,0 mg/L N₂H₄

Produktnr:

LCW025

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



För mätning av hydrazin med metoden 4-Dimethylaminobenzaldehyde.

Specifikationer

Antal tester :	60
Beskrivning:	reagenssats för hydrazin
Lagringsförhållanden:	15 - 25 °C
Mätområde:	0,01 - 2,0 mg/L N ₂ H ₄
Metodnamn:	4-dimetylaminobenzaldehyd
Parameter:	Hydrazin