



Väteperoxid, pipettest, 1 - 10 g/L H₂O₂

Produktnr:

LCW058

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



För mätning av väteperoxid med Peroxomolybdat-metoden.

Specifikationer

Antal tester :	40
Lagringsförhållanden:	2 - 8 °C (förvara i kylskåp)
Mätområde:	1 - 10 g/L H ₂ O ₂
Metodnamn:	Peroxomolybdat
Parameter:	Väteperoxid
Specialkommentarer:	fler runda kyvetter, LCW906, behövs