



Membranfiltreringssats med 50 membranfilter, 1,2 µm

Produktnr:	LCW904
SEK Pris:	Kontakta oss
Tillgänglig	

Satsen innehåller 50 specialfiltermembran (1,2 µm) och en engångsspruta (10 mL). För filtrering av grumliga prover i syfte att mäta lösta ingredienser.

Specifikationer

Antal tester :	50
Beskrivning:	Provförberedning för grumliga prover
Lagringsförhållanden:	15 - 25 °C
Parameter:	Membranfiltreringssats (1,2 µm)
Specialkommentarer:	Satsen innehåller 50 specialfiltermembran (1,2 µm) och en engångsspruta (10 mL).