



Membranfiltreringssats med 50 membranfilter, 0,45 µm

Produktnr: LCW916
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

För filtrering av grumliga prover, t.ex. för DOC-analys med TOC-kyvetttester

Specifikationer

Antal tester :	50
Beskrivning:	Provförberedning för grumliga prover
Lagringsförhållanden:	15 °C - 25 °C
Parameter:	Membranfiltreringssats (0,45 µm)
Specialkommentarer:	Satsen innehåller 50 specialfiltermembran (0,45 µm) och en engångsspruta (10 ml).