



Kloridelimineringssats

Produktnr:

LCW925

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Farligt



För borttagning av interfererande kloridbelastning upp till 20 g/L, t.ex. för analys av nitrat.

Specifikationer

Antal tester :	25
Beskrivning:	Kloridelimineringssats för borttagning av interfererande kloridbelastning upp till 20 g/L
Lagringsförhållanden:	15 - 25 °C
Metodnamn:	Klorid fälls ut som silverklorid och avlägsnas
Parameter:	Klorid