



LT20 BOP₅ termostat

Produktnr:

LTV073

SEK Pris:

Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor

Uppvärmningsblock med hölje, justerbart till 20 °C ± 1 °C, för upp till 27 BSB-kyvetter.

Specifikationer

Dimension (H x B x D):	185 mm x 200 mm x 230 mm
Effektförbrukning :	65 VA
Garanti :	24 månader
Lagringsförhållanden:	-20 - 60 °C max. 80 % relative humidity, non-condensing
Matningskrav (Hz):	50 Hz
Matningskrav (Spänning):	230 V
Omgivningstemperatur:	10 - 30 °C max. 80 % relative humidity, non-condensing
Säkring:	T 315 mA L; 250 V (x 2)
Vikt :	4 kg