



HT200S termostat för höga temperaturer

Produktnr:

LTV077

SEK Pris:

Kontakta oss

Skickas inom 3 dagar

Snabb och kostnadseffektiv uppslutning på 15 minuter

Uppvärmningsblock med HSD-teknik (High Speed Digestion, uppslutning med hög hastighet) för extremt snabb uppslutning av prover

Specialkonstruktionen hos termostaten för höga temperaturer ger möjlighet till snabb uppvärmning och kylning för upp till tolv kyvetter eller reaktionskärl.

Sparar tid vid analys av COD, TN_b, P_{tot} och tungmetaller

Automatisk snabb kylning

Variabel uppslutningstid och temperatur för specialuppslutning

COD-resultat efter bara 35 minuter

Specifikationer

Antal kyvetter:	12 x 20 mm diameter
Användargränssnittsspråk:	Engelska, franska, tyska, italienska, spanska, nederländska, svenska, polska, danska
Användarprogram:	9 fritt vald temperatur/tid
Dimension (H x B x D):	330 mm x 300 mm x 430 mm
Display :	Alfanumerisk display med 2 rader
Displaystorlek:	2 x 16 Tecken
Displaytyp:	LCD
Displayupplösning:	5 x 7 Punktmatrix
Garanti :	24 månader
Handboksspråk:	Engelska, franska, tyska
Lagringsförhållanden:	-40 °C - 60 °C
Max. luftfuktighet vid användning :	90 %
Nätanslutning:	230 V +5%/-15%, 50 Hz, 1300 VA
Omgivningstemperatur:	10 - 45 °C
Säkerhetskontroller:	CE, GS
Temperaturstabilitet:	± 1 °C Överensstämmer med EN-, ISO-, EPA-metoder
Uppvärmningsprogram:	Förprogrammerat för 100 °C, HT- och COD-läge och fritt val mellan 40 till 170 °C, 5 till 240 min

Uppvärmningstakt:	från 20 °C - 148 °C på 8 minuter
User interface:	3 programknappar
Vikt :	10 kg