



PRO140Pt100T pH-elektrod med 10 m fast kabel

Produktnr: LZX544

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Steriliserbart glas och dubbel-referenssystem, elektrod för tuffa applikationer, höga temperaturer och tryck.

Specifikationer

Diameter:	12 mm
Elektrolyt:	KCl/AgCl + KNO ₃ gel, lämplig för höga temperaturer
Kabellängd:	10 m fast kabel
Längd:	140 mm
Mätområde:	-5 - 135 °C
Membran:	Vätskebrygga i ring, porös PTFE
Neddopningsdjup:	120 mm
Reference system:	Ag/AgCl
Temperaturgivare:	Pt100
Tryckområde:	34 bar