



SOTA10 pH electrode, 10 m fixed cable, without T-sensor

Produktnr: LZX587
SEK Pris: Kontakta oss
Inget leveransdatum anges

Standard glass and reference system

Specifikationer

Elektrolyt:	KCl/AgCl + KNO ₃ gel, suitable for high temperatures
Garanti :	6 månader
Kabellängd:	10 m fixed cable
Längd:	140 mm
Mätområde:	0 - 14 pH
Membran:	Ring diaphragm, porous PTFE, double
Neddopningsdjup:	105 mm
Omgivningstemperatur:	0 - 80 °C
Tryckområde:	3.5 bar