



Intellical MTC306 kombinationselektrod av silvermetall för AT1000-argentometrisk titrering

Produktnr: MTC30601

SEK Pris: Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor

Intellical MTC306 är en digital kombinationsstavprob av silvermetall med en ej påfyllningsbar referens och inbyggd temperaturgivare. Proben är tillgänglig med en kabel på 1 meter och är avsedd för titrering med Titalab AT1000-serien. MTC306 är perfekt för argentometrisk nederbördstitrering för att fastställa klorider/salthalt i vatten och livsmedel.

Specifikationer

Dimension (D x L):	12 mm x 200 mm
Elektrodtype:	Påfyllningsbar
Elektrolyt:	1 M KNO ₃ (#28564026)
Garanti :	12 månader
Givartyp:	Silver rod
Junction:	Porous Pin Junction
Kabellängd:	1 m
Längd:	200 mm
Mätområde:	±1200 mV
Metodtyp:	Lab: RedRod/påfyllbart referenselement
Parameter:	Silvertitrering
Produktsats:	Modell: MTC306
	Tillbehör ingår: Inga
Reference system:	Ag/AgCl
Sensor material:	Epoxi
Specialfunktioner:	Argentometric (Silver nitrate) Titration
Temperaturnoggrannhet:	±0,3 °C
Temperaturområde :	0 - 80 °C
Temperaturupplösning :	0,1 °C
Termistor:	ATC
Testkrav:	Parameter som behövs: Argentometrisk titrering
	Minsta provdjup (mm): 20
Vikt :	0,1 kg