



9181 probe complete of 10m moulded

Produktnr:

09181=A=2000

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Specifikationer

Garanti :	6 månader
Givargänga:	0.75" NPT thread
Kabellängd:	10 m moulded cable
Kalibreringsmetod :	Zero: electrically or with oxygen free water
	Slope: in air or process using a reference analysis
Mätområde:	0 - 20 mg/L
Repeterbarhet:	<± 0.1 mg/L eller 2 % beroende på vilket som är störst
Tryckområde:	max. 2.5 m immersion depth