



POCKET Colorimeter II Kolorimeter för ammoniumanalys

Produktnr: 5953000V.01

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Liten storlek, stor förmåga till vattentäta analyser

Bärbar kolorimeter som programmerats för mätning av ammonium med kyvetteter. I väska med batterier och instruktioner för användning.

Enkelt: alla funktioner är tillgängliga via endast fyra knappar

Strömtillförsel: batteridrift under högst 2 000 tester

Tydliga avläsningar: även i besvärliga förhållanden tack vare belysning och stora siffror på displayen

Tillförlitliga resultat utan nätanslutning

Robust konstruktion men ändå lätt vikt

Specifikationer

Garanti :	24 månader
Mätområde:	2.0 - / 0.015-2.0 mg/L /1.0-12.0 mg/L NH ₄ -N
Parameter:	Ammonium (lämpar sig för LCK303, 304, 305)
Vad ingår i leveransen:	Varje Pocket Colorimeter II-instrument levereras komplett som en sats för direkt användning. Den omfattar en reagenssats (föruppmätta reagensdoser), robust, anpassad väska och handbok.

Vad finns i förpackningen

Varje Pocket Colorimeter II-instrument levereras komplett som en sats för direkt användning. Den omfattar en reagenssats (föruppmätta reagensdoser), robust, anpassad väska och handbok.