



Be Right™



POCKET Colorimeter II Kolorimeter för COD-analys (lågt område)

Produktnr:

5953000V.03

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Liten storlek, stor förmåga till vattentäta analyser

Bärbar kolorimeter som programmerats för mätning av kemiskt syrebehov, lågt område, med kyvetttester. I väska med batterier och instruktioner för användning.

Enkelt: alla funktioner är tillgängliga via endast fyra knappar

Strömtillförsel: batteridrift under högst 2 000 tester

Tydliga avläsningar: även i besvärliga förhållanden tack vare belysning och stora siffror på displayen

Tillförlitliga resultat utan nätanslutning

Robust konstruktion men ändå lätt vikt

Specifikationer

Garanti :	24 månader
Mätområde:	15 - 150 mg/L O ₂ / 50 - 300 mg/L O ₂
Parameter:	COD LR (lämpar sig för LCK314, 614)
Vad ingår i leveransen:	Varje Pocket Colorimeter II-instrument levereras komplett som en sats för direkt användning. Den omfattar en reagenssats (föruppmätta reagensdoser), robust, anpassad väska och handbok.

Vad finns i förpackningen

Varje Pocket Colorimeter II-instrument levereras komplett som en sats för direkt användning. Den omfattar en reagenssats (föruppmätta reagensdoser), robust, anpassad väska och handbok.