



Be Right™



BÜHLER 1027 Stationär väggmonterad provtagare

Produktnr: BU1027.XX.XXXXXX

SEK Pris: Kontakta oss

Tillgänglig

BU1027 Vattenprovtagare för stationär installation. Glaskopp eller Plastkopp. Provtagaren har dubbel-vakuumpump.

Kylskåp och summalarm beställs separat, se nedan.

Uppfyller kraven i ISO5667

Program: 6 st användaranpassade

Provtagningsprincip: Vakuum Provvoly: 20...350 ml glaskopp, Konduktiv nivåvakt Volymnoggrannhet: 2,8% (95% confidens interv)

Display: 4 rader, bakgrundsbelyst

Språk; Svenska, (samt ytterligare ca 10 st)

Styrning: Intern Tid, Flöde (0/4-20 mA/ puls) och händelse Tidsprovtagning: 1 min ... 999h59 min

Sughöjd: 6 m Vattenhastighet; >0,5 m/s vid 7,8 m (1013 hPa)

Format:362*422*222 mm

Omgivningstemp: 0 till +40°C

Matningsspänning: 230 VAC med kabel och kontakt

Effektförbrukning: 25VA

Vikt: 10 kg

Option: Summalarm, kan beställas separat (BM900750) eller förmonterat

Kylskåp i rostfritt stål, för vattenprover Plats för 25l plastdunk. IP56 Art. nr BN1029F0125P

Provtagare med inbyggt kylskåp och/eller provväxlre se BU4011

Kapsling i plast, korrosionsfri

Tid- eller flödesstyring

Hög noggrannhet på provvolym

Kan enkelt kompletteras med rostfritt kylskåp

Specifikationer

Kylsystem:	External refrigerator option available
Material:	Reinforced plastic
Provbehållare:	1 x 10 L, 1 x 25 L
Provtagartyp:	Stationary Wall Mount
Språk:	HR, SI, GR, GB,NL, IT, DK, SE, PL, ES, RU, DE, FR, PT, CZ, HU, RO, SK, BG, TR