



Kaliumjodid SwifTest dispenserpåfyllning

Produktnr:

107760

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor



Kaliumjodid flaskbyte för Swiftest reagensdispenser. Används med Autocat 9000 Amperometric Titrator för mätning av totalklor. Cirka 300 tester.

Specifikationer

Instrument:	Autocat 9000
Mätområde:	0.0051 - 5.000 mg/L Cl ₂
Metodnamn:	Amperometrisk titrering
Metodnummer:	8168
Plattform:	Swiftest