



Kuddar med reagenspulver, ChromaVer 3, krom, 5 eller 10 mL, 1000/förp.

Produktnr:

1271028

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



För mätning av sexvärdigt krom med difenylkarbohydrazidmetoden. USEPA-godkänt för rapportering för analyser av avloppsvatten med hjälp av Hach-metod 8023, difenylkarbohydrazidmetoden. Fotometrisk provstorlek: 10 mL. Fotometriskt område: upp till 0,70 mg/L. Satsen provvolym: 5 mL. Satsens område: upp till 1,50, förpackning med 1000 pulverkuddar.

Specifikationer

Antal tester :	1000
EPA compliant:	Ja
Instrument:	Alla utom DR/3000, DR/2000, DR 900
Mätområde:	0,010 - 0,700 mg/L Cr ⁶⁺
Metodnamn:	1,5-difenylkarbohydrazid
Metodnummer:	8023
Parameter:	Krom
Plattform:	Powder Pillows