



Färgstandardlösning, 500 Pt.Co-enheter, 16/förp. - 10 mL Voluette-ampull

Produktnr:

141410

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



För noggrannhetskontroller vid mätning av färg. 500 platinakoboltenheter, 16/förp. - 10 mL Voluette-ampull.

Enkla noggrannhetskontroller

Voluette- och PourRite-ampullstandarder är utformade för att fungera direkt med noggrannhetskontroller av standardtillägg i Hach-procedurer och fotometerprogramvara. Använd TenSette-pipetten för att lägga till exakta standardtillsättningar och kontrollera procent återhämtning för att bekräfta analytiska systemprestanda.

Minimerar avfall

Öppna en ny standardampull för varje noggrannhetskontroll. Varje ampull innehåller en tillräcklig mängd standard för en uppsättning standardtillägg.

Tillförlitliga resultat

Förseglade ampuller förhindrar oavsiktlig kontaminering eller avdunstning av standardlösningar.

Specifikationer

Beskrivning:	Färgstandarder
Koncentration:	500 enheter
Plattform:	Lösning
Volym/förpackningsstorlek:	10 mL