



Kuddar med reagenspulver, CuVer 1, koppar, 25 mL, 1000/ förp.

Produktnr:

1418828

Farligt

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.



Föreslagna ersättningar:

- 1418899

För mätning av koppar med Bicinchoninate-metoden. Område: upp till 5,00 mg/L Cu. Uppfyller EPA - Hach-metod 8506. Provvoly: 25 mL.
Förpackning med 1000 pulverkuddar

Specifikationer

Antal tester :	1000
EPA compliant:	Ja
Instrument:	DR/3000, DR/2000
Mätområde:	0,04 - 5,00 mg/L Cu
Metodnamn:	Bicinchoninate
Metodnummer:	8506
Plattform:	Powder Pillows