



## Järnstandardlösning, 25 mg/L som Fe (NIST), 16/förp. - 10 mL Voluette-ampull

**Produktnr:**

**1425310**

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor



För noggrannhetskontroller vid mätning av järn

### Enkla noggrannhetskontroller

Voluette- och PourRite-ampullstandarder är utformade för att fungera direkt med noggrannhetskontroller av standardtillägg i Hach-procedurer och fotometerprogramvara. Använd TenSette-pipetten för att lägga till exakta standardtillsättningar och kontrollera procent återhämtning för att bekräfta analytiska systemprestanda.

### Minimerar avfall

Öppna en ny standardampull för varje noggrannhetskontroll. Varje ampull innehåller en tillräcklig mängd standard för en uppsättning standardtillägg.

### Tillförlitliga resultat

Förseglade ampuller förhindrar oavsiktlig kontaminering eller avdunstning av standardlösningar.

---

## Specifikationer

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Beskrivning:               | Järnstandardlösning som Fe (NIST) |
| Koncentration:             | 25 mg/L                           |
| Plattform:                 | Lösning                           |
| Volym/förpackningsstorlek: | mL/16                             |