



Rengöringsmedel, standardlösning, 60 mg/L som LAS, 16/ förp. - 10 mL Voluette-ampull

Produktnr: 1427110
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

För noggrannhetskontroller vid mätning av rengöringsmedel (tensider)

Enkla noggrannhetskontroller

Voluette- och PourRite-ampullstandarder är utformade för att fungera direkt med noggrannhetskontroller av standardtillägg i Hach-procedurer och fotometerprogramvara. Använd TenSette-pipetten för att lägga till exakta standardtillsättningar och kontrollera procent återhämtning för att bekräfta analytiska systemprestanda.

Minimerar avfall

Öppna en ny standardampull för varje noggrannhetskontroll. Varje ampull innehåller en tillräcklig mängd standard för en uppsättning standardtillägg.

Tillförlitliga resultat

Förseglade ampuller förhindrar oavsiktlig kontaminering eller avdunstning av standardlösningar.

Specifikationer

Antal tester :	16
Beskrivning:	Standardlösning för rengöringsmedel
Koncentration:	60 mg/L
Plattform:	Lösning