



Pipett, serologisk, steril, polystyren, 5 mL, blå, 200/förp.

Produktnr:	2092667
SEK Pris:	Kontakta oss
Inget leveransdatum anges	

Steril plastpipett för engångsbruk. Individuellt förpackade. Färgkodade. Kalibrerade "För leverans". Överensstämmer med ASTM E934.

Graduations are calibrated for accurate dispensing to within $\pm 2\%$

Pipets meet BST/TSE requirements; latex-free

DNase/RNase-free, non-pyrogenic, non-cytotoxic, non-haemolytic

Specifikationer

Graduations:	0.10 mL
Kapacitet :	5 mL
Negative Graduations:	2.0 mL
Volym/förpackningsstorlek:	200 /förp.