



Pipett, serologisk, steril, polystyren, 10 mL, orange, 200/förp.

Produktnr:	2092668
SEK Pris:	Kontakta oss
Inget leveransdatum anges	

Steril plastpipett för engångsbruk. Individuellt förpackade. Färgkodade. Kalibrerade "För leverans". Överensstämmer med ASTM E934.

Specifikationer

Graduations:	0.10 mL
Kapacitet :	10 mL
Negative Graduations:	3.0 mL
Volym/förpackningsstorlek:	200 /förp.