



Pipett, serologisk, steril, polystyren med propp, 10 mL, 50/ förp.

Produktnr:	2092828
SEK Pris:	Kontakta oss
Inget leveransdatum anges	

Steril plastpipett för engångsbruk med propp. Bulkförpackade i 2x 25/förpackning färgkodade. Svart stigande/fallande gradering. Kalibrerade "För leverans". Noggrannhet $\pm 2\%$.

Specifikationer

Graduations:	0.10 mL
Kapacitet :	10 mL
Volym/förpackningsstorlek:	50 /förp.