



Pipett, Mohr, glas, 10 mL

Produktnr:	2093438
SEK Pris:	Kontakta oss
Inget leveransdatum anges	

Klass B-pipetter kalibrerade "För leverans". Permanent brun, graderad skala inetsad. Färgkodade för volym. Spetsarna är härdade för hållbarhet. Konstruerade enligt kraven i ASTM E1293, klass B typ 1.

Specifikationer

Graduations:	0.1 mL
Kapacitet :	10,0 mL
Volym/förpackningsstorlek:	1 styck