



Viktuppsättning, klass M-2

Produktnr: 2101100

SEK Pris: Kontakta oss

Inget leveransdatum anges

Standard weight set. 16-piece, with stainless steel forceps. Eight fractional weights: 10, 20, 50, 100, 200, 200, 200, and 500 mg. (Two fractional weights, 200 mg and 500

mg, are stainless steel, the rest are aluminum) Eight brass gram weights: 1, 2, 2, 5, 10, 10, 20, and 50 grams. Polypropylene case.

Specifikationer

Vad ingår i leveransen:	Inkluderar: Vikter i mässing och fodral i polypropylen.
Volym/förpackningsstorlek:	1 each

Vad finns i förpackningen

Inkluderar: Vikter i mässing och fodral i polypropylen.