



Reagenspulverkuddar, HR kiseldioxid, syra, 10 mL, pk/1000

Produktnr: 2107428

Farligt

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.



Föreslagna ersättningar:

- 2107469

For determination of high range silica by the silicomolybdate method (Hach method 8185) Range:1 to 100 mg/L. Sample Size: 10 mL sample. Pack of 1000 Powder Pillows.

Specifikationer

Antal tester :	1000
Metodnamn:	Silicomolybdate
Plattform:	Powder Pillows
Volym/förpackningsstorlek:	1000 /pk