



Buffrade spädvattenkuddar, 25/förp.

Produktnr:	2143166
SEK Pris:	Kontakta oss
Skickas inom 2 veckor	

Hachs buffrade spädvattenkuddar, när de bereds i enlighet med instruktionerna, formuleras enligt specifikationerna som beskrivs i standardmetoder för undersökning av vatten och avloppsvatten, 9050C.1.a.1 "Buffered water" (buffrat vatten).

Kuddar med buffrat spädvatten, PN 2143166, innehåller 25 kuddar vardera av magnesiumklorid och kaliumdivätefosfat. Ger 25 L spädvatten (1 liter per 1 magnesiumklorid- + 1 kaliumdivätefosfatkudde).

Kompleta lösningar för testning av rekreativsvatten

Hach erbjuder en mängd olika medier och apparater för att tillgodose alla dina behov av rekreationstestning.

Kompleta lösningar för testning av avloppsvatten

Hach har förberett medier och praktisk utrustning för att göra testning av avloppsvatten och icke drickbart vatten snabb och enkel.

Kompleta lösningar för testning av dricksvatten

Oavsett vilken metod en kund väljer för undersökning av dricksvattenprover har Hach förberett medier och praktisk utrustning för att göra testningen enkel och snabb.

Specifikationer

Volym/förpackningsstorlek:	25/förp.
----------------------------	----------