



Reagenssats, krom, totalt, 100/tester

Produktnr:

2242501

Farligt

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.



Reagenssatsen för totalt krom innehåller: kuddar med syrareagenspulver, kuddar med ChromaVer 3 kromreagenspulver, kudde med krom 1-reagenspulver, kuddar med krom 2-reagenspulver. Metod: alkalisk hypobromitoxidation. Område: 0 - 1,500 mg/L. Prov: 25

Sats med ersättningsreagens för Hach PN 222800

Specifikationer

Antal tester :	100
Mätområde:	0 - 1500 mg/L Cr
Metodnamn:	Alkalisk hypobromitoxidation
Parameter:	Chromium, total
Plattform:	Powder Pillows