



Reagenssats, fosfonat, 25 mL

Produktnr:

2244000

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Farligt



För mätning av fosfonater med persulfat/UV-oxidationsmetoden. Hach-metod 8007. Områden: 0,02 - 2,50 mg/L till 1 - 125 mg/L. Provvolum: 25 mL. Reagenssatsen innehåller: kuddar med PhosVer 3-fosfatreagenspulver och kuddar med kaliumpersulfatpulver för 100 tester.

Specifikationer

Antal tester :	100
Beskrivning:	Fosfatreagenssats
Instrument:	DR/2000, DR/3000
Mätområde:	1,0 - 125 mg/L PO ₄ ³⁻
Metodnamn:	Persulfat-UV-oxidation
Metodnummer:	8007