



Reagent set, selenium (air freight configuration)

Produktnr:

2244201

Farligt

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.



For determination of Selenium by the Diaminobenzidine Method. Hach Method 8194. Range: 0.01 - 1.00 mg/L Se. Reagents are packaged for air freight.

Specifikationer

Antal tester :	66 - 100
Mätområde:	0.01 - 1.00 mg/L
Metodnamn:	Diaminobenzidine
Parameter:	Selenium