



Sulfitekvivalent standardlösning, 5000 mg/L som SO₃, 16/ förp. - 10 mL Voluette-ampull

Produktnr: 2267410
SEK Pris: Kontakta oss
Inget leveransdatum anges

Natriumtiosulfat, standardlösning (0,125 N), motsvarande 5000 mg/L som SO₃

Enkla noggrannhetskontroller

Voluette- och PourRite-ampullstandarder är utformade för att fungera direkt med noggrannhetskontroller av standardtillägg i Hach-procedurer och fotometerprogramvara. Använd TenSette-pipetten för att lägga till exakta standardtillsättningar och kontrollera procent återhämtning för att bekräfta analytiska systemprestanda.

Minimerar avfall

Öppna en ny standardampull för varje noggrannhetskontroll. Varje ampull innehåller en tillräcklig mängd standard för en uppsättning standardtillägg.

Tillförlitliga resultat

Förseglade ampuller förhindrar oavsiktlig kontaminering eller avdunstning av standardlösningar.

Specifikationer

Beskrivning:	Sulfitekvivalent lösning som SO ₄ ²⁻ (NIST)
Koncentration:	5000 mg/L
Plattform:	Lösning
Volym/förpackningsstorlek:	mL/16