



Digital titrator-kasset, natriumtiosulfat, 0,2068N

Produktnr: 2267601
SEK Pris: Kontakta oss
Inget leveransdatum anges

För mätning av kromat med titrering med digital titrator. 0,2068 N Na₂S₂O₃. Siffror x 0,2 = mg/L CrO₄ i ett 50 mL prov.

Exakta resultat - när och där du behöver dem

Digitala titratormetoder använder en dispenseringsenhet med hög precision och kassetter med koncentrerat titreringsmedel för att möjliggöra analyser i laboratoriet, anläggningen eller fältet.

Snabbt och flexibelt

Utbytbara kassetter ger dig möjlighet att byta titreringsmedel på några sekunder. Ingen rengöring eller sköljning av byretter.

Mångsidigt

Fler än 50 tillgängliga parameter-/områdeskombinationer

Ekonomiskt

Koncentrerade titreringsmedel möjliggör 40 - 100 normala titreringar per kasset.

Specifikationer

Antal tester :	40 – 100
Mätområde:	20 - 400 mg/L CrO ₄
Metodnamn:	Jodmetrisk
Metodnummer:	8211
Parameter:	Kromat
Plattform:	Digital Titrator
Titant:	0,2068 N Na ₂ S ₂ O ₃