



Kuddar med reagenspulver, silver 2, 50/förp.

Produktnr:

2293666

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor



Reagens för mätning av silver med den kolorimetriska Cadion 2B-metoden. Hach-metod 8120. Område: 0,02 - 0,70 mg/L som Ag. Provvoly: 50 mL. Förpackning med 50 kuddar. Även tillgänglig i reagenssats 2296600.

Specifikationer

Antal tester :

50

Metodnamn:

Kolorimetrisk