



## Pulverkuddar, natriumtiosulfat, 50/förp.

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>Produktnr:</b>     | <b>2293766</b> |
| SEK Pris:             | Kontakta oss   |
| Skickas inom 2 veckor |                |

Reagens för mätning av silver med den kolorimetriska Cadion 2B-metoden. Hach-metod 8120. Område: 0,02 - 0,70 mg/L som Ag. Provvolum: 50 mL. Förpackning med 50 kuddar. Även tillgänglig i reagenssats 2296600.

---

### Specifikationer

|                |                |
|----------------|----------------|
| Antal tester : | 50             |
| Plattform:     | Powder Pillows |