



Standardlösning för konduktivitet, 180 µS/cm, NaCl, 1 000 mL

Produktnr: 2307553
SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 2 veckor

Standardlösningar för konduktivitet till laboratorie- och fältanalyser

Standardlösning för konduktivitet, 180 µS/cm ±10 µS/cm vid 25 °C, 85,47 mg/L som natriumklorid (NaCl), (1 µS/cm ~ 0,5 mg/L TDS), 1 000 mL-flaska.

Specifikationer

Beskrivning:	Standardlösning för konduktivitet
Formel:	NaCl
Koncentration:	85,47 mg/L som natriumklorid (NaCl)
Lagringsförhållanden:	10 - 25 °C (skyddas mot ljus)
Package settings:	Flaska
Parameter:	Konduktivitet
Plattform:	Lösning
Specialkommentarer:	Observerad hållbarhet efter öppnande, samt efterföljande rekommenderad förvaring och användning: 3 månader
Volym/förpackningsstorlek:	1 000 mL